

高濃度酸素発生器

# 酸素高原 ピーエスエー PSA-3000

すべての人に  
酸素の力を



## 90%以上の高濃度酸素

業界最高値の酸素濃度



## 50db 以下の静音設計

エアコン可動時以下の静音



## 持ち運びに便利なキャリア付き

女性やシニアの方でも楽々移動可能



## ムラタ・チアキ氏による斬新なデザイン

マイクロソフト Xboxなどを手がけるデザイナーを起用



ネック&ヘッドセットで  
ハンズフリー吸引



キャリア付きで  
持ち運び楽々

## 特 徴

- 90% 以上の高濃度酸素 (60% も選択可能) を排出する高濃度酸素発生器
- 50db 以下の静音設計、持ち運びが便利なキャリア付き
- 2 人同時に吸引可能で、アロマも楽しめます
- インテリアになじみやすいファッション性の高いデザイン
- 美顔ケア、酸素水、ペットケアなど、様々なシーンでご家族全員にご利用頂けます。



シニアの方のヘルスケアに。



スポーツ後の疲労回復に。



ご家族全員の健康管理に。



ペットのヘルスケアに。



2 人同時に吸引も可能。

専用機器を使用すれば  
美顔ケアにも。

自宅で簡単に酸素水。

\*アロマオイルは  
別売りです  
付属の加湿ボトルを利用して  
アロマも楽しめます。

## 仕 様

酸素発生方式 / PSA 方式

酸素流量 / 約 3L/分 約 5L/分

吸引方式 / ネットセット型吸引器

電源 / AC100V 50Hz/60Hz

酸素濃度 / 約 90% 約 60% (切替可能)

消費電力 / 約 350 ~ 400W

## セット内容

PSA 方式酸素発生器本体 1 台

オキシキャップ (予備) 1 個

専用ネック・ヘッドタイプ吸引器 2 個

ツールボックス 1 個

シリコンチューブ 2 本

電源コード 1 本

1 次フィルター (予備) 2 枚

加湿ボトル 1 個

2 次フィルター (予備) 3 枚

取扱説明書 1 冊

## サイズ

本体寸法 最大幅 / 443mm 奥行き / 238mm 高さ / 587mm 重量 / 24.0kg

※高濃度酸素について、東海大学体育学部 岩垣丞恒名誉教授と共同研究をしております。※使用上の注意をご確認のうえ、正しくご利用ください。

V I G O  
M E D I C A Lピーゴメディカル  
VIGO MEDICAL 株式会社

〒104-0032

東京都中央区八丁堀4-11-10 第2SSビル2F

T:03-6661-7030 / F:03-6661-7032

<https://www.vigo-medical.com>

ご購入求め、ご相談はこちらまで



kinusen

きぬせん福祉用具研究会

千葉県船橋市海神四丁目9-18

連絡先：047-433-1012

FAX：047-433-1034

mail：info@kinusen.net